



INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA ACCUHALER®

Sistema Multidosis AccuHaler



- 1. Partes del inhalador**
a. Carcasa externa
b. Aplicador bucal o boquilla
c. Palanca
d. Hueco para poner el dedo
e. Indicador de dosis




- 4.** Expulsar el aire a fondo sin acercar el inhalador a la boca.




- 7.** Cerrar el inhalador: debe poner el dedo pulgar en el hueco reservado para ello y deslizar la carcasa en sentido contrario al inicial.



- 2.** Abrir el Accuhaler, coger con una mano la carcasa externa y colocar el dedo pulgar de la otra mano en el hueco reservado para ello. Empujar con el dedo, alejándolo de usted, hasta llegar al tope. Oirá un "clic".



- 5.** Colocar la boquilla en los labios; tomar aire progresiva e intensamente a través del inhalador. Mantener la respiración unos momentos. Esperar un mínimo de 30 segundos entre cada toma.



- 8.** Guardar el inhalador en lugar seco. *Vigilar el indicador de dosis.*



- 3.** Mantener el Accuhaler con la boquilla hacia usted. Puede cogerlo con su mano derecha o izquierda. Deslizar la palanca, alejándola hasta oír un clic. No jugar con la palanca pues se abren alveolos y se desperdicia medicamento.



- 6.** Después enjuague su boca con agua y bicarbonato y escúpala. Esto puede ayudarle a prevenir infecciones en la boca y ronquera.



- 9.** La limpieza nunca debe realizarse con agua. Frotar con un paño seco alrededor de la boquilla tras su utilización.