

CÁMARAS ESPACIADORAS DE INHALACIÓN FINANCIADAS. COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS




Actualizado mayo de 2019

LAS CÁMARAS DE INHALACIÓN PERMITEN QUE:

- ✓ El aerosol que en suspensión de forma que se puedan inhalar sin necesidad de sincronizar la respiración con la expulsión del fármaco del inhalador
- ✓ Muy útiles en personas con dificultad de sincronización como son los ancianos y los niños.
- ✓ Algunas disponen de mascarillas

INSTRUCCIONES DE USO:

- ✓ **COLOCARSE DE PIE.**
- ✓ **SI LA CÁMARA ESTÁ DESMONTADA, MÓNTELA CORRECTAMENTE**
- ✓ **RETIRAR LA TAPA Y AGITAR SUAVEMENTE**
- ✓ **COLOQUE EL INHALADOR EN POSICIÓN VERTICAL (FORMA DE L) ACOPLADO AL ORIFICIO DE LA CÁMARA.**
- ✓ **ESPIRE DESPACIO Y PROFUNDO VACIANDO LOS PULMONES LO MÁXIMO POSIBLE**
- ✓ **AJUSTAR LOS LABIOS A LA BOQUILLA DE LA CÁMARA Y TRAS EFECTUAR UNA PULSACIÓN INSPIRAR LENTAMENTE. TAMBIÉN PUEDE RESPIRAR NORMALMENTE A TRAVÉS DE LA BOQUILLA. RETIRAR LA CÁMARA Y MANTENGA LA RESPIRACIÓN CON LOS PULMONES LLENOS ENTRE 5 Y 10 SEGUNDOS, Y DESPUÉS ESPIRE LENTAMENTE.**
- ✓ **SI PRECISA NUEVAS DOSIS DEL INHALADOR, SE PUEDE REALIZAR DOS PULSACIONES EN LA MISMA INHALACIÓN. LOS NIÑOS Y LOS ANCIANOS PUEDEN RESPIRAR DE 4 A 6 VECES.**
- ✓ **RETIRAR Y TAPAR EL INHALADOR**
- ✓ **ENJUAGAR LA BOCA.**
- ✓ **LAS CÁMARAS DEBEN LIMPIARSE DE MANERA PERIÓDICA CON AGUA Y JABÓN. SECARLA CON PAPEL SIN RAYAR EL INTERIOR**

CÁMARA	VOLUMEN Y VÁLVULA	MASCARILLA	COMPATIBILIDAD CON ICP (A NIVEL DE ENCAJE, NO DE BIODISPONIBILIDAD)	FOTO
INHALVENTUS® CN 459735	750 cc Cámara espaciadora de gran volumen. No lleva válvula	No	Todos menos la Ciclesonida (Alvesco® y el sistema Respimat® (Spiriva® y Spiolto®)	
VOLUMATIC® CN 459164	700 cc Cámara espaciadora de gran volumen Válvula Unidireccional	No	Todos menos la Pulmicort®, Ciclesonida (Alvesco®), Atrovent®, el sistema Respimat® (Spiriva® y Spiolto®) y el Seretide® MDI	
PROCHAMBER® CN 400080	145 cc Cámara espaciadora de pequeño volumen para Neonatos, Infantil y Adultos. Válvula Unidireccional	No (Existe una de venta independiente)	Todos (La ciclesonida (Alvesco®) compatible haciendo presión sobre el adaptador)	

Adaptado de:

Revisión de fichas de medicamentos Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios. Medimecum 2018.

Para conocer otras cámaras inhaladoras: FAPap Monográfico, 2015. Úbeda M, Cortés O, Lora A, Praena M. Cámaras de inhalación en la enfermedad asmática ([link externo](#))